



<b>Hospital/Institution Name:</b> Название больницы / учреждения:				<b>UGMK Jekaterinburg, Russia</b> УГМК Екатеринбург, Россия <a href="http://www.ugmk-clinic.ru">www.ugmk-clinic.ru</a>			
<b>City/Country:</b> Город/ Страна:		<b>Jekatarineburg</b> Екатеринбург		<b>Russia</b> Россия			
<b>Contact Persons (Phone, E-Mail):</b> Контактные лица (телефон, E-Mail):		<b>Director: Artur Vorobyov</b> Директор: Артур Воробьев		☎ Tel. +7 343 344 27 67 (122) Tel: + 7 912 63 222 46 Email: <a href="mailto:VorobievAV@ugmk-clinic.ru">VorobievAV@ugmk-clinic.ru</a>			
		<b>IT-Leiter: Fyodor Kalinin</b> Руководитель отдела ИТ: Федор Калинин		☎ Tel. +7 343 344 27 67 (122) Email: <a href="mailto:kalininFN@ugmk-clinic.ru">kalininFN@ugmk-clinic.ru</a>			
<b>Consultant (Address, Phone, E-Mail):</b> Консультант (адрес, телефон, E-Mail):		<b>KBV - Ges. f. Krankenhaus-Beratung u. Versorgung, Leipzig</b>  KBV – общество по консультированию больниц и снабжению, Лейпциг		☎ [49] 341 96473 -0			
<b>Connected Modalities DICOM:</b> Подключенные DICOM-модальности:		<b>CT, MRI, Mammography, X-RAY, 3 x US, 3 x Laser Camera</b> КТ, МРТ, маммография, рентген, 3 x ультразвука, 3 x лазерных камеры					
<b>Connected Modalities ANALOG:</b> Подключенные аналоговые модальности:		<b>4 x US, ECG, 7 x Endoscopy</b> 4 x ультразвука, 7 x эндоскопов					
<b>Installation date:</b> Дата установки:		<b>Sep. 2009</b> Сентябрь 2009					
<b>Investment Volume ca.:</b> Объем инвестиций пригл.:		300.000 EUR – 400.000 EUR					
<b>Server size:</b> Объем сервера	<b>TB per year:</b> ТБ в год	<b>10 TB</b> 10 ТБ	<b>1 TB</b> 1 ТБ				
<b>Number of Diagnosis Stations:</b> Количество диагностических станций:		<b>2 diagnostic station + 11 workstations for viewing incl video acquire + 7 workstations for viewing</b> 2 бизнес-диагностической станции + 11 рабочих станций для просмотра видео acquire вкл + 7 рабочих станций для просмотра					
<b>Special Applications or Integrations:</b> Специальные приложения или интеграция:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Leading System VEPRO Information System (VIS)</b></li> <li>- Ведущая система: Информационная система VEPRO (VIS)</li> <li>- <b>Cyrillic GUI</b></li> <li>- ГИП на кириллице</li> <li>- <b>Bilingual System (translation from Cyrillic letters in Latin letters forth and back)</b></li> <li>- Двухязычный система (перевод с кириллицы на латиницу и обратно)</li> <li>- <b>Cyrillic Worklist communication with Latin letter modalities</b></li> <li>- Коммуникация через Worklist на кириллице с модальностью, поддерживающей латиницу</li> </ul>					



**Networkchart**  
 Сеть – Техническая диаграмма

References – UGMK Jekaterinburg, Russia

Отзыв – УГМК Екатеринбург, Россия

