

Perfekt für Ihre Rezeption:

- ❖ Kompakt
- ❖ Smart
- ❖ Zuverlässig



Lassen Sie DICOM CDs von den Patienten einlesen...
CD einschieben – warten – CD entnehmen!

Funktionen

- Import aller DICOM Patienten CDs / DVDs
- Speicherung der Patientendaten in ein lokales FIFO-Archiv
- Direkter DICOM Datenversand an jedes beliebige PACS
- Anzeige der Patientenstudien über den integrierten DICOM Viewer

Optionen

- (G) DICOM Worklist SCU - EMR License - VEPRO PACS Broker

Technische Daten

Mini PC:	CPU – Intel Celeron J4005, 4GB DDR RAM, 2x HDMI, 250GB SSD Network: 1 GB RJ45, Bluetooth, WLAN 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Memory Card slot, Audio, 110/220 V – 115x111x51 mm Windows® 10 IoT Ent 2019 LTSC, 64 Bit
CD / DVD Laufwerk:	Slot-In, Speed 10x – up to 5Gbit/s – USB 2.0 - 142x138x16 mm
Monitor:	10,1 Zoll/25cm – Touchscreen – 1280x800 – HDMI, VGA – USB 2.0 – Audio 110/220 V – 253x166x35 mm
Software:	VEPRO EMR-Manager (PACS) - CE 0297 - DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07 Base Viewer https://www.vepro.com/de/pacs.html

(U) EMR License, DICOM Send Servers - SCU
Add on module to send DICOM data to any 3rd party DICOM Node
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch