



MED-Safe LTA

Долгосрочное архивное хранение для экономных компаний и данных, которые нельзя потерять:

- Блок памяти на жестком диске с покрытием WORM* для безопасного и юридически совместимого долгосрочного хранения медицинских данных
- Резервное хранилище данных - идентификационные данные с цифровыми значениями хеш-функции для подтверждения однозначного, неизменяемого хранилища. Шифрование данных AES 256 бит
Дополнительно: репликация в другую систему MED-Safe в дополнительном месте
- Соответствует обязательствам по записи и хранению данных радиологических снимков в соответствии с Постановлением о защите от рентгенологического излучения § 28 разд. 4
- Периодическая проверка хэша архивных данных с функцией автоматического самовосстановления в работающей системе
- Интеграция в любую ИТ-среду с конфигурируемыми объемами. Совместное использование через сетевые ресурсы – WORM: по времени или через флажок "Только для чтения".
- *Дополнительно: мониторинг аппаратного и программного обеспечения в режиме реального времени*
- Пожизненная гарантия на месте с активным мониторингом ИТ с контрактом на обслуживание.

Стандартная гарантия: 3 года

Технические характеристики:

Емкость нетто/брутто: 8/16 ТБ 16/32 ТБ до 80/96 ТБ

Жесткие диски: 4-12 жестких дисков - 4/8ТБ "Предприятие", 2-3
производителя

Сетевые интерфейсы:	2 x 1Гб E LOM
Соединения:	2 x USB 3.0 – 1 x VGA
Источник питания:	250 Вт - 115/230 В

*WORM: Write Once Read Many — это технология, которая предотвращает любое удаление или изменение данных после их сохранения.